

1. DATOS DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO

Marca: None

Equipo de teleterapia: Acelerador Lineal

Modelo: None

Haz a calibrar: None

Serie: None

Energía a calibrar: None

2. DATOS DE LA GEOMETRÍA DE IRRADIACIÓN

Tasa de dosis nominal: None UM/min

Setup: SSD

Fantoma de referencia: Agua

Distancia a la superficie: 100.0 cm

Tamaño de campo: 10 x 10 cm²

Profundidad de referencia (Z_{ref}): 10.0 g/cm²

3. DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN

Electrómetro: None

Cámara de ionización: None

Marca o serie: None

Serie: None

Modo de medición: None

Factor de calibración: None Gy/C

Rango de medición: None

P0: None

Coefficiente calibración: None k_{elec}

T0: None

4. OBTENER PDD DE CAMPO 10 X 10:

Zmáx: None mm

PDD20: None %

PDD10: None %

PDD20,10: None

TPR20,10: None

5. LECTURAS PARA FACTORES DE CORRECCIÓN

Presión: None kPa

k_{TP} = Factor de corrección por presión = None

Temperatura: None °C

Unidades Monitor: 100

Electrómetro a +400 V (M+): None nC

k_{pol} = Factor por polaridad = None

Electrómetro a -150 V (M2): None nC

k_s = Factor por recombinación = None

Electrómetro a -400 V (M1): None nC

donde: a₀=2.337, a₁=-3.636, a₂=2.299

$P_Q = k_{TP} \cdot k_{pol} \cdot k_s \cdot k_{elec} = None$

6. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA @ Zref

Lecturas para calibración:

L1	L2	L3	PROM
None	None	None	None nC

este es M₁ para el cálculo

Depende del TPR_{20,10}. Tabla 14, p. 84-87: None k_{Q,Q0} Factor de Calidad

$D_{w,Q}(Z_{ref}) = M_1 \cdot P_Q \cdot N_{D,w,Q0} \cdot k_{Q,Q0} = None \text{ cGy/UM Dosis Absorbida a } Z_{ref}$

7. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA EN AGUA @ Zmáx

Zmáx = None mm

PDD @ Zref = None

$D_{w,Q}(Z_{max}) = D_{w,Q}(Z_{ref}) =$

cGy/UMNone

FOTONES

Dosis Absorbida a la
prof. de máxima
ionización